


[Ko-Validiert] Kaninchen-Polyklonaler Anti-Brd7-Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npi1

Artikelnummer: CM0020805



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen BRD7 für WB und ELISA. In humanen Proben validiert ist BRD7 ein bromodomänenhaltiges Protein, das an der Chromatin-Remodellierung und der Wnt-Signalübertragung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] BRD7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; D7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	29117
GeneID	29117
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-95 des humanen BRD7 (NP_037395.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NPI1
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku