

Ko-Validierter Polyklonaler Anti-Brg1/Smarca4-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51532

Artikelnummer: CM0020613



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen BRG1/SMARCA4, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung der Chromatin-Remodellierung und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] BRG1/SMARCA4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BRG1; CSS4; SNF2; SWI2; MRD16; RTPS2; BAF190; SNF2L4; SNF2LB; hSNF2b; BAF190A; SNF2-beta; A4
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6597
Gen-ID	6597
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 680-770 des humanen BRG1/SMARCA4 (NP_003063.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51532
Proteingewicht	185 kDa
Versand	Icebag