

## [Ko-Validiert] Monoklonaler Anti-Calnexin-Rabbit-Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27824

Artikelnummer: CM0012533

### Einführung

KO-validierter monoklonaler Rabbit-Antikörper gegen humanes Calnexin (P27824), ein Chaperon des ER, das an der Faltung und Qualitätskontrolle von Glykoproteinen beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] Calnexin-Rabbit-mAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | CNX; P90; IP90                                                                                                                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                                                           |
| GeneID (Mensch)   | 821                                                                                                                                              |
| GeneID            | 821                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Calnexins (NP_001737.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                        |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                                                                         |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                           |
| SWISS             | P27824                                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 68 kDa                                                                                                                                           |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                                         |