


Ko-Validierter Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Carboanhydrase 2 (Ca2) Für Wb, Elisa - P00918

Artikelnummer: CM0023101



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die humane Carboanhydrase 2 (CA2). Geeignet für Western Blot (WB) und ELISA; kreuzreagiert mit humanen und murinen Proteinen. Für Forschungszwecke zur Untersuchung der pH-Regulation, Knochenbiologie und des Ionentransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Carboanhydrase 2 (CA2), polyklonaler Kaninchen-Antikörper
Bemerkungen/Alias	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	760
Gen-ID	760
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-250 der humanen Carboanhydrase 2 (CA2) (NP_000058.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00918
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Kühlakku