


[Ko Validiert] Anti-Caspase-8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14790

Artikelnummer: CM0003845



Einführung

KO-validierter kaninchener monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Caspase-8 (Q14790) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen, detektiert er spezifisch das ~55 kDa Apoptose-, Nekroptose- und Pyroptose-Initiator-Protease und unterstützt die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Caspase-8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAP4; MACH; MCH5; FLICE; ALPS2B; Casp-8; Caspase-8
Spekties	Mensch
Gen-ID (Mensch)	841
Gen-ID	841
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von menschlichem Caspase-8 (Q14790) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14790
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eisbeutel