


Ko-Validierter Anti-Caspase-9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P55211

Artikelnummer: CM0003394



Einführung

KO-validierter Anti-Caspase-9 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt 46kDa Protein; zielt auf apoptotische Protease Mch-6 ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Caspase-9 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCH6; APAF3; APAF-3; PPP1R56; ICE-LAP6; Caspase-9
Spezies	Human
GeneID (Human)	842
GeneID	842
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 139-416 von Caspase-9 (NP_001220.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P55211
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eistasche