

[Ko Validiert] Anti-Cd133 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O43490

Artikelnummer: CM0015973

Einführung

Validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD133 (Prominin-1). Geeignet für Anwendungen WB, IF/ICC, IP und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Stammzell- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CD133 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	RP41; AC133; CD133; MCDR2; STGD4; CORD12; PROML1; MSTP061; 33
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8842
GenID	8842
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43490
Proteingewicht	97 kDa
Versand	Eispackung