

Ko-Validiertes Anti-Cd147/Bsg Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35613

Artikelnummer: CM0019524



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD147/BSG (Basigin, EMMPRIN). Geeignet für WB und ELISA, richtet sich gegen ein Transmembran-Glykoprotein, das an Tumorinvasion, Angiogenese und mikrobielle Infektionen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] CD147/BSG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; SG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	682
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 45-200 von humanem CD147/BSG (NP_940991.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35613
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel