

[Ko Validiert] Anti-Cd47 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q61735

Artikelnummer: CM0005906

Einführung

KO-validierter Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen Maus-CD47 (IAP) gerichtet ist, ideal für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt Leukozyten-Oberflächenantigen, das an der Immunregulation und Krebsforschung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CD47 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	961
Gen-ID	16423
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-140 von Maus-CD47 (NP_034711.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q61735
Proteingewicht	33 kDa/35 kDa
Versand	Eisbeutel