


Ko-Validierter Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Cdk2 Für Wb, Ihc-P, Elisa - P24941

Artikelnummer: CM0018640



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CDK2, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Anwendungen in der Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CDK2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CDKN2; p33(CDK2); K2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1017
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-298 des humanen CDK2 entspricht (NP_001789.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24941
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku