

[Ko-Validiert] Anti-Cdk4-Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P11802

Artikelnummer: CM0002256



Einführung

KO-validierter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes CDK4 (P11802), geeignet für WB, IP, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte, Affe. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CDK4-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CMM3; PSK-J3; K4
Spezies	Human
GeneID (Human)	1019
GeneID	1019
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte, Affe
SWISS	P11802
Protein-Gewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel