


[Ko Validiert] Anti-Cdk8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49336

Artikelnummer: CM0024776



Einführung

CamelBio liefert [KO validierten] CDK8 Kaninchen polyklonalen Antikörper (P49336), validiert für WB, IP, ELISA. Zuverlässig für die Transkriptionsregulationsforschung in Human-, Maus- und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CDK8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K35, IDDHBA, K8
Spezies	Mensch
Gen-ID	1024
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 365-464 von humanem CDK8 (NP_001251.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49336
Proteingewicht	53kDa
Versand	Eisbeutel