

[Ko Validiert] Anti-Cdkn1A/P21 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P38936

Artikelnummer: CM0003039



Einführung

KO-validierter kaninchener Monoklonalantikörper, der gegen humanes CDKN1A/p21 (P38936) gerichtet ist. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Zellzyklus-, DNA-Schadens- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CDKN1A/p21 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1; 21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1026
GenID	1026
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-164 von humanem CDKN1A/p21CIP1 (NP_000380.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P38936
Protein-Gewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel