

[Ko-Validiert] Anti-Cdkn1A/P21 Kaninchen Polymab® Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P38936 / P39689

Artikelnummer: CM0006049



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der auf CDKN1A/p21 abzielt, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus, 18 kDa. Ideal für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CDKN1A/p21 Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	P21; CIP1; SDI1; WAF1; CAP20; CDKN1; MDA-6; p21CIP1
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	1026
Gen-ID	1026/12575
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/maus CDKN1A/p21
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P38936/P39689
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel