


[Ko Validiert] Anti-Cdkn1B/P27Kip1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P46527

Artikelnummer: CM0002905



Einführung

Validierter Knockout (KO) Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen CDKN1B/p27KIP1 gerichtet ist, geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA in menschlichen, murinen und Rattenproben. Ideal für Studien zur Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CDKN1B/p27KIP1 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	KIP1; MEN4; CDKN4; MEN1B; P27KIP1; CDKN1B/p27KIP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1027
GenID	1027
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 99-198 von humanem CDKN1B/p27KIP1 (P46527) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46527
Proteingewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel