


[Ko Validiert] Anti-Cdkn2A/P16Ink4A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42771 / Q8N726

Artikelnummer: CM0016859



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen CDKN2A/p16INK4a gerichtet ist, einen Tumorsuppressor, der CDK4/6 hemmt. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA in humanen Proben. Forschungsgebrauch IVD-Rohmaterial. SWISS: P42771 / Q8N726.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CDKN2A/p16INK4a Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ARF; MLM; P14; P16; P19; CMM2; INK4; MTS1; TP16; CDK4I; CDKN2; INK4A; MTS-1; P14ARF; P19ARF; P16INK4; P16INK4A; P16-INK4A; 4a
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1029
GenID	1029
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-156 von humanem CDKN2A/p16INK4a (NP_000068.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P42771/Q8N726
Proteinmasse	8kDa/11kDa/12kDa/13kDa/16kDa/17kDa
Versand	Eisbeutel