

[KO Validiert] Anti-Cetn2 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P41208

Artikelnummer: CM0026721



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen CETN2/Centrin-2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Unverzichtbar für Studien zu Zentrosomen-Duplikation, DNA-Reparatur und mRNA-Export.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CETN2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CALT; CEN2; N2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1069
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-172 des menschlichen CETN2 (NP_004335.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P41208
Proteinmasse	20 kDa
Versand	Eispackung