

[KO Validiert] Anti-Chchd2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6H1

Artikelnummer: CM0019690



Einführung

[KO Validiert] Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CHCHD2, einen mitochondrialen Transkriptionsfaktor, der mit der Parkinson-Krankheit in Verbindung gebracht wird. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CHCHD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MNRR1; NS2TP; MIX17B; PARK22; C7orf17; D2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51142
GenID	51142
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 75-145 von menschlichem CHCHD2 (NP_057223.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6H1
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel