


[Ko Validiert] Anti-Chd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Pab) Für Wb, Ihc-P, Elisa - O14646

Artikelnummer: CM0027705



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CHD1, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CHD1. Geeignet für die Erforschung von Chromatin-Remodelling, Transkription und Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CHD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CHD-1; PILBOS; D1
Spezies	Human
GeneID (Human)	1105
GeneID	1105
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1600 bis zum C-Terminus von humanem CHD1 (NP_001261.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14646
Proteingewicht	197kDa
Versand	Eisbeutel