


Ko-Validiertes Anti-Ciap1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13490

Artikelnummer: CM0003452



Einführung

KO-validiertes Kaninchen-Monoklonalantikörper, das gegen humanes cIAP1 (Q13490) gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Apoptose-, NF-κB-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] cIAP1 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	API1; MIHB; HIAP2; RNF48; cIAP1; Hiap-2; c-IAP1; P1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	329
GenID	329
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem cIAP1 (Q13490) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q13490
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel