


[Ko Validiert] Anti-Cirbp Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14011

Artikelnummer: CM0027336



Einführung

KO validierter Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen das Kälte-induzierbare RNA-bindende Protein (CIRBP). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Erforschung der Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CIRBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CIRP; BP
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1153
GenID	1153
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-172 des menschlichen CIRBP (NP_001271.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14011
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel