

[Ko Validiert] Anti-Csde1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa Für Wb, Elisa - O75534

Artikelnummer: CM0022933



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CSDE1 (UniProt O75534), validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit menschlichen und Maus-Proben. Ideal zur Untersuchung des RNA-bindenden Proteins CSDE1, das am mRNA-Umsatz und der Bildung von Stressgranula beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CSDE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UNR; D1S155E; E1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7812
GenID	7812
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 369-600 von humanem CSDE1 (NP_009089.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75534
Proteingewicht	89kDa
Versand	Eisbeutel