

[Ko Validiert] Anti-Csde1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - O75534

Artikelnummer: CM0030220



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CSDE1 (UNR), geeignet für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt menschliches und murines CSDE1. Ideal für die Forschung zur translationalen Regulation und Stress-Granula.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] CSDE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	UNR; D1S155E; E1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7812
GenID	7812
Immunogen	Rekombinantes Protein, das den Aminosäuren 369-600 von menschlichem CSDE1 (NP_009089.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75534
Proteingewicht	89 kDa
Versand	Eisbeutel