


KO Validierter Anti-Cyclin B1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P14635

Artikelnummer: CM0003953



Einführung

KO validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Cyclin B1 für WB- und ELISA-Anwendungen, reagiert mit humanem Protein. Zielt auf einen zentralen Zellzyklusregulator ab, der für den G2/M-Übergang und die CDK1-Aktivierung essenziell ist. Rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Cyclin B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CCNB; B1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	891
GeneID	891
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 3-177 von humanem Cyclin B1 (P14635) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P14635
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel