


[Ko-Validiert] Anti-Cyclin D1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P24385

Artikelnummer: CM0003775



Einführung

KO-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Cyclin D1 (BCL1/PRAD1). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des G1/S-Zellzyklusübergangs und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Cyclin D1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BCL1; PRAD1; U21B31; D11S287E; D1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	595
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 196-295 von humanem Cyclin D1 (P24385) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P24385
Protein-Gewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel