

Ko Validierter Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Cypor (Por) Für Western Blot, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Artikelnummer: CM0027495



Einführung

KO validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NADPH-Cytochrom P450-Reduktase (CYPOR/POR). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CYPOR. Entwickelt für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CYPOR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CPR; CYPOR; P450R; OR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5447
Gen-ID	5447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen CYPOR (NP_000932.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16435
Proteinmasse	77 kDa
Versand	Eisbeutel