

[Ko Validiert] Anti-Cytokeratin 20 (Krt20) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P35900

Artikelnummer: CM0024403

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 20 (CK20/KRT20), validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Studien zur intestinalen Epitheldifferenzierung, Keratinfilamentorganisation und Muzinsekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Cytokeratin 20 (KRT20) Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	K20; CD20; CK20; CK-20; KRT21; 0)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54474
GenID	54474
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35900
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eisbeutel