


[Ko Validiert] Anti-Cytokeratin 8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P05787

Artikelnummer: CM0019049



Einführung

KO-validierter kaninchener polyklonaler Antikörper, der gegen Cytokeratin 8 (KRT8) gerichtet ist. Für Western-Blot-Anwendungen; kreuzreagiert mit menschlichen und Maus-Proben. Ideal für die Untersuchung von epithelialen Intermediärfilamenten, Keratin-Netzwerken und verwandten Pathologien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Cytokeratin 8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; 8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3856
Gen-ID	3856
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 380-480 von menschlichem Cytokeratin 8 (NP_002264.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P05787
Proteingewicht	54 kDa/56 kDa
Versand	Eisbeutel