


KO Validierter Anti-Zytokeratin 8/Krt8 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05787

Artikelnummer: CM0009462



Einführung

KO-validierter Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen menschliches Zytokeratin 8/KRT8. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Für Epithelbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Zytokeratin 8/KRT8 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K8; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3856
GenID	3856
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 341-440 von menschlichem Zytokeratin 8/KRT8 (NP_002264.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P05787
Proteingewicht	54 kDa/56 kDa
Versand	Eisbeutel