

Ko-Validierte Anti-Ddit4-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nx09

Artikelnummer: CM0029641



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes DDIT4 (REDD1) gerichtet ist, KO-validiert für WB und ELISA. Ideal für die Untersuchung der mTOR-Signalgebung, zellulärer Stressreaktionen und Apoptose in der Krebs- und Neurobiologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] DDIT4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Dig2; REDD1; REDD-1; T4
Spezies	Human
GenID	54541
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-232 von humanem DDIT4 (NP_061931.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9NX09
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel