


[Ko Validiert] Anti-DJ-1/Park7 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q99497

Artikelnummer: CM0013146



Einführung

Anti-DJ-1/PARK7 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit menschlichem und murinem DJ-1/PARK7, einem multifunktionalen Sensor für oxidativen Stress und Deglycase. Ideal für die Forschung zum Zellschutz und zur Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] DJ-1/PARK7 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DJ1; DJ-1; GATD2; HEL-S-67p; K7
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11315
GenID	11315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-189 von humanem DJ-1/PARK7 (NP_009193.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q99497
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel