

Ko-Validiertes Anti-Dnajb1 Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P25685

Artikelnummer: CM0025336



Einführung

KO-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen DNAJB1 (Hdj1/HSP40). Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Chaperonen und Stressantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] DNAJB1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Hdj1; Sis1; HSPF1; Hsp40; RSPH16B; B1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3337
Gen-ID	3337
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-340 von humanem DNAJB1 (NP_006136.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P25685
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel