

[Ko Validiert] Polyklonaler Anti-Ebp1/Pa2G4-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq80

Artikelnummer: CM0016395



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen EBP1/PA2G4, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Zellproliferation, Zelldifferenzierung und ERBB3-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] EBP1/PA2G4 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; G4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5036
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-394 von humanem EBP1/PA2G4 (NP_006182.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQ80
Proteinmasse	44kDa
Versand	Eisbeutel