

[Ko-Validiert] Anti-Ece1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42892

Artikelnummer: CM0025546



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes ECE1, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, Maus- und Ratten-ECE1. Ideal für die Erforschung des Endothelin-1-Signalwegs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ECE1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ECE; E1
Spezies	Human
GenelD (human)	1889
GenelD	1889
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 670-770 von humanem ECE1 (NP_001388.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P42892
Protein-Gewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel