

[Ko Validiert] Anti-Eef1B2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24534

Artikelnummer: CM0029143



Einführung

CamelBio liefert einen KO-validierten polyklonalen Kaninchen-Antikörper, der gegen menschliches EEF1B2 gerichtet ist und geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. EEF1B2 fungiert als Elongationsfaktor in der Proteinbiosynthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] EEF1B2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EF1B; EEF1B; EEF1B1; B2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1933
GenID	1933
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-225 von menschlichem EEF1B2 (NP_001032752.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24534
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel