

Ko-Validierter Anti-Ehmt2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q96Kq7

Artikelnummer: CM0014248



Einführung

KO-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes EHMT2 (G9a), eine Histon-H3K9-Methyltransferase. Entwickelt für Western Blot (WB), Immunpräzipitation (IP) und ELISA. Ideal für epigenetische und Chromatin-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] EHMT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	G9A; BAT8; GAT8; NG36; KMT1C; C6orf30; T2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Human)	10919
Gen-ID	10919
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 877-1176 von humanem EHMT2 (NP_079532.5) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q96KQ7
Proteingewicht	132kDa
Versand	Eisbeutel