


[Ko Validiert] Anti-ErbB3/Her3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21860

Artikelnummer: CM0013264



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen ErbB3/HER3, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Das Immunogen entspricht dem C-terminalen Bereich (aa 1275-1342). Vorhergesagtes Gewicht 148 kDa. Ideal für Krebs- und Epithelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] ErbB3/HER3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HER3; FERLK; LCCS2; VSCN1; ErbB-3; c-erbB3; erbB3-S; MDA-BF-1; c-erbB-3; p180-ErbB3; p45-sErbB3; p85-sErbB3; R3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2065
GenID	2065
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1275-1342 von menschlichem ErbB3/HER3 (NP_001973.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P21860
Proteingewicht	148kDa
Versand	Eisbeutel