


[Ko Validiert] Anti-Esd Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P10768

Artikelnummer: CM0023032



Einführung

KO-validierter kaninchener polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches ESD (S-Formylglutathion-Hydrolase, Esterase D) gerichtet ist. Kreuzreagiert mit Maus, unterstützt WB und ELISA für die Forschung am Formaldehydstoffwechsel, ideal zur Untersuchung von Entgiftungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] ESD Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FGH; SD
Spezies	Mensch
Gen-ID	2098
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-282 von menschlichem ESD (NP_001975.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10768
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel