


[Ko Validiert] Anti-Fam38A/Piezo1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q92508

Artikelnummer: CM0006655



Einführung

KO-validierter kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen PIEZO1 gerichtet ist, einen mechanosensitiven Ionenkanal, der an Berührung, Gefäßentwicklung und Zelladhäsion beteiligt ist. Geeignet für WB, IHC-P und ELISA; erkennt menschliche, murine und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] FAM38A/PIEZO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ER; DHS; Mib; LMPH3; FAM38A; LMPHM6; FAM38A/PIEZO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9780
Gen-ID	9780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2199-2429 von menschlichem PIEZO1 (NP_001136336.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92508
Proteingewicht	287kDa
Versand	Eisbeutel