


## [Ko-Validiert] Anti-Fascin/Fscn1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16658

Artikelnummer: CM0021166



### Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Fascin (FSCN1) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Fascin; geeignet für die Forschung an Aktin-Zytoskelett und Zellmotilität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO-validiert] Fascin/FSCN1 Kaninchen-pAk                                                                                             |
| Anmerkungen/Alias | HSN; SNL; p55; FAN1; N1                                                                                                               |
| Spezies           | Human                                                                                                                                 |
| Gen-ID (Human)    | 6624                                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 6624                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 394-493 des humanen Fascin/FSCN1 (NP_003079.1) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                    |
| SWISS             | Q16658                                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 55 kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                              |