


[Ko Validiert] Anti-Galectin-3/Lgals3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P17931

Artikelnummer: CM0012853



Einführung

KO validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches Galectin-3 (LGALS3). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Erkennt ein 26 kDa Protein. Ideal für Entzündungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Galectin 3/LGALS3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	L31; GAL3; MAC2; CBP35; GALBP; GALIG; LGALS2; S3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3958
Gen-ID	3958
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen Galectin 3/LGALS3 (NP_002297.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17931
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel