

Ko Validierter Monoklonaler Anti-Gars-Antikörper Für Wb, Elisa - P41250

Artikelnummer: CM0003248



Einführung

KO validierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes GARS (Glycyl-tRNA-Synthetase). Geeignet für Western Blot und ELISA. Das Immunogen entspricht den Aminosäuren 640-739 des humanen GARS (P41250).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GARS Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	GARS; HMN5; CMT2D; DSMAV; GlyRS; HMN5A; SMAD1; SMAJ1; RS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2617
Gen-ID	2617
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P41250
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel