

[Ko Validiert] Anti-Gata3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P23771

Artikelnummer: CM0019880



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches GATA3, validiert durch Knockout. Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Untersuchung der Funktion von T-Zell-Transkriptionsfaktoren bei der Th2-Differenzierung und Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] GATA3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HDR; HDRS; A3
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2625
Gen-ID	2625
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-260 des menschlichen GATA3 (NP_001002295.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P23771
Proteinmasse	48 kDa
Versand	Eispackung