

Ko-Validierter Polyklonaler Anti-Git1-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2X7

Artikelnummer: CM0020197

Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchenantikörper gegen GIT1, ein Gerüstprotein, das an fokaler Adhäsion, Zellmigration und synaptischer Funktion beteiligt ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA in humanen, Maus- und Rattenproben. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] GIT1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	p95-APP1; T1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	28964
Gen-ID	28964
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 460-640 des humanen GIT1 (NP_054749.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y2X7
Proteingewicht	84 kDa
Versand	Kühlakku