

[Ko Validiert] Anti-Glod4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc38

Artikelnummer: CM0022118



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes GLOD4, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für humane und murine Proben. Ideal für die Forschung an mitochondrialem Glyoxalase-Domain-haltigem Protein 4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] GLOD4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; D4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51031
Gen-ID	51031
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 179-298 von humanem GLOD4 (NP_057164.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9HC38
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel