


Ko-Validierter Anti-Glutathion-Synthetase (Gss) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Artikelnummer: CM0018508



Einführung

KO-validierter Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humane Glutathion-Synthetase (GSS). Geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu oxidativem Stress und Glutathion-Biosynthese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] Glutathion-Synthetase (GSS) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; S)
Spezies	Human
GeneID (Human)	2937
GeneID	2937
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 373-474 der humanen Glutathion-Synthetase (GSS) (NP_000169.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P48637
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel