

[Ko-Validiert] Monoklonaler Anti-Gsdme-Antikörper (Volllänge+N-Terminal) Für Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - O60443

Artikelnummer: CM0009711



Einführung

Hochwertiger [KO-validierter] monoklonaler GSDME-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IP, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes GSDME (DFNA5/ICERE-1) mit Isoformen bei 11, 35 und 55 kDa. Ideal für Studien zu Pyroptose und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validierter] GSDME-Kaninchen-mAb (Volllänge+N-terminal)
Bemerkungen/Alias	DFNA5; ICERE-1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1687
GeneID	1687
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 245-344 des humanen GSDME (Volllänge+N-terminal) (NP_004394.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60443
Proteingewicht	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Versand	Kühlakku