

[KO Validiert] Anti-Hadha Kaninchen Polymab® Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P40939

Artikelnummer: CM0006414



Einführung

Hochwertiger [KO validierter] Anti-HADHA Kaninchen-Monoklonalantikörper für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Unverzichtbar für die Forschung zur mitochondrialen Beta-Oxidation und zum Fettsäurestoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] HADHA Kaninchen PolymAb®
Bemerkungen/Alias	GBP; ECHA; HADH; LCEH; MTPA; LCHAD; TP-ALPHA
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3030
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 545-763 von menschlichem HADHA (NP_000173.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40939
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Eisbeutel