

[Ko Validiert] Anti-Hdac1 Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ip, If, Ihc, Chip, Elisa - Q13547

Artikelnummer: CM0005700



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-HDAC1-Antikörper, validiert für WB, IP, IF, IHC, ChIP, ELISA. Geeignet für die HDAC1-Forschung an Mensch und Maus im Bereich Epigenetik und Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] HDAC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HD1; RPD3; KDAC1; GON-10; RPD3L1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3065
Immunogen	Synthetisches Peptid (aa 393-482 von menschlichem HDAC1, NP_004955.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13547
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel