


[Ko Validiert] Anti-Her2/ErbB2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04626

Artikelnummer: CM0019307



Einführung

Hochwertiger [KO validierter] Anti-HER2/ErbB2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Zielt auf humanes HER2/ErbB2, einen Rezeptor-Tyrosinkinase, der in vielen Krebsarten überexprimiert wird. Ideal für Onkologie-Forschung und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] HER2/ErbB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEU; NGL; HER2; TKR1; CD340; HER-2; VSCN2; MLN 19; MLN-19; c-ERB2; c-ERB-2; HER-2/neu; p185(erbB2); B2
Spezies	Mensch
GenID	2064
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1156-1255 von humanem HER2/ErbB2 (NP_004439.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04626
Proteingewicht	138kDa
Versand	Eisbeutel